

AUSILI PER EVACUAZIONE

Rialzo stabilizzante per wc

09.12.15.006



con appoggio
a terra
regolabile
in altezza

ATTENZIONE

Scrivere sempre il codice dell'ausilio

Le sponde per il letto devono essere specificate con il relativo codice

Se l'ausilio viene utilizzato in ambiente domestico fare attenzione alle misure di ingombro (misure della porta del bagno, dell'ingresso e dell'ascensore)

Gli ausili sono concessi in comodato d'uso e devono essere restituiti all'Azienda USL Toscana centro

REMINDER

PRINCIPALI AUSILI PRESCRIVIBILI DAL MMG/PLS

Attuazione Delibera G.R. 1313/2015
e D.P.C.M. 12/01/2017



Dipartimento di
Medicina Fisica e Riabilitazione

LETTO

A due manovelle, tre sezioni



18.12.07.003

Sponde per letto



18.12.27.003

Sponde per letto
con sistema di ancoraggio



18.12.91.006

SOLLEVATORE ELETTRICO

Sollevatore elettrico



12.36.03.006

CUSCINO ANTIDECUBITO

In fibra cava siliconata



04.33.03.003


MATERASSO ANTIDECUBITO

Sovramaterasso ad aria
Indicato per pazienti a medio rischio



04.33.06.018

Materasso in materiale espanso
Indicato per pazienti a basso/medio rischio



04.33.06.006

CARROZZINE

Indicare la misura della larghezza della seduta

A TELAIO RIGIDO
imbottito e pedane regolabili



12.22.18.006

PIEGHEVOLE manovrabile
dall'accompagnatore
Indicata quando il paziente non è in grado di
utilizzare l'autospinta



12.22.18.003

PIEGHEVOLE ad autospinta
a prevalente uso interno



12.22.03.003